



BlephaCura[®] *liposomska suspenzija[®]*

BlephaCura Med suspenzija za veke z liposomi
(sojin lecitin)

Navodilo za uporabo

Sestavine:

sojin lecitin, vitamin A- palmitat, vitamin E, etanol, natrijev klorid, fenoksietanol, prečiščena voda

Terapevtske indikacije: BlephaCura Med blaži in zdravi vnetja očesnih vek, uporabljamo jo tudi za njihovo dnevno nego in higieno. BlephaCura Med vzpodbuja in pospešuje naraven proces zdravljenja pri vnetjih in draženju očesnih vek.

Doziranje, način in trajanje uporabe: BlephaCura Med je priporočljivo uporabljati dvakrat na dan, zjutraj in zvečer. BlephaCura Med je treba nanesti z bombažnimi blazinicami, ki ne puščajo vlaken in so primerne za nego vek. Da bi se izognili kontaminaciji, se z nastavkom za kapljanje ne smete dotikati nobene površine, še posebej ne bombažne blazinice. BlephaCura Med kapljajte na bombažno blazinico z majhne razdalje. Vse kraste (zaspančke) in izločke z očesnih vek je treba temeljito odstraniti kot del vsakodnevne nege in higijene vek z BlephaCura Med. Priporočljivo je, da nanos izvajate s predhodno očiščenimi rokami.

Nasveti za pravo aplikacijo:

- Navlažite bombažno blazinico z BlephaCura Med
- Veke, zlasti robovi vek in linija trepalnic navlažite z namočeno vatirano blazinico in nežno vmasirajte na veki - vzdolž zgornjega in spodnjega roba vek
- Previdno odstranite obstoječe kraste in izločke. Za obdelavo robov vek je priporočljivo, da s prstom proste roke nežno povlečete spodnjo veko navzdol ali zgornjo veko navzgor, tako da je rob veke lahko dosegljiv. Po potrebi zamenjajte rabljeno bombažno blazinico s svežo.
- Uporabljene bombažne blazinice po uporabi na posamezni vekli zavrzite, ne uporabljajte iste bombažne blazinice za obe vekli.
- BlephaCura Med ne vnašajte neposredno v oči, z namočeno bombažno blazinico ne uporabljajte na notranjosti vek ali površini očesa.

Kontraindikacije in preobčutljivostne reakcije: Medicinskega pripomočka BlephaCura Med ne smete uporabljati, če ste preobčutljivi na eno od sestavin. V zelo redkih primerih se lahko pojavijo potencialne preobčutljivostne reakcije v obliki začasnega draženja. Draženje (kože) (npr. pordelost, oteklina) je omejeno na področje uporabe in ga lahko spremlja na primer pekoč občutek ali srbenje. Pojavijo se akutno, so blagi in po izogibanju pripravku hitro in brez posledic izginejo.



Nasveti: Pred uporabo je treba poiskati zdravniško pomoč, če je bilo oko ali veka poškodovano, okuženo in/ali je bilo operirano.

Vnetje roba veke (blefaritis) je običajno kronična bolezen, katere zdravljenje in potek sta lahko povezana z neprijetnimi zastoji in ponovitvami in zato zahteva skrbno, vsakodnevno nego. BlephaCura Med je primeren tudi za tiste, ki nosijo kontaktne leče. Priporočljivo je, da kontaktne leče vstavite šele po uporabi. Če je potrebno, je lahko koristno segrevanje vek pri približno 45°C za 5 do 10 minut (npr. s toplotno gelno masko), da utekočinimo obstoječe sebumne čepe in odebeljene izločke na robovih vek, za lažje odstranjevanje.

Vsebina pakiranja, videz in vonj: Zaradi liposomske formulacije je BlephaCura Med opalescentna tekočina z mlečnim videzom in značilnim naravnim vonjem po lecitinu.

Rok uporabnosti in skladiščenje:

Shranjujte na hladnem in suhem.

Hranite izven dosega otrok.

Po odprtju se lahko uporablja 4 tedne.

Ne uporabljajte po poteku roka uporabnosti.


Stanje informacij: 2021-05

Proizvajalec:

 Optima Medical Swiss AG,
Bundesstrasse 7, CH-6300 Zug


Distribucija:

Optima Pharmazeutische GmbH
Ludwigstr. 49, 85399 Hallbergmoos, Nemčija
www.optimapharma.de


 Optima Sanita S.r.l.
Viale della Stazione 5, 39100 Bolzano (BZ), Italija


Zastopnik in distributer za Slovenijo:


Top Pharma d.o.o., Potok pri Komendi 15, SI-1218 Komenda
www.toppharma.si, info@toppharma.si


 Proizvajalec


 Temperatura shranjevanja


 Po odprtju uporabno 6 mesecev.


 Rok uporabe (LLL-MM: leto-mesec)

 Sledite navodilom

 Medicinski pripomoček

 Serijska številka

 Ne uporabljajte, kadar je steklenička poškodovana.

 Zastopnik v Evropski skupnosti

